

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 308-22

Milligrammgewichtssatz, E1, 1 mg - 500 mg, Plättchen, , im Kunststoff-Etui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
318-270	Pinzel 318-270

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-250	DAkks-Kalibrierschein 962-250
962-250R	DAkks-Rekalibrierung 962-250R

DEUTSCH

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage